


# KORREKTES ANLEGEN EINER ATEMSCHUTZMASKE (N 95 / FFP 2)




Waschen Sie sich die Hände.



Wählen Sie ein Masken-Modell, das Ihnen gut passt.



Halten Sie die Maske in der Hand und positionieren Sie diese über Nase, Mund und Kinn.



Ziehen Sie beide Gummibänder über den Kopf und fixieren Sie diese wie auf dem Bild zu sehen ist.




Passen Sie den Metallbügel der Form Ihres Nasenrückens an.



Machen Sie einen Passform-Check: Legen Sie die Hände über die Maske und atmen Sie aus. Korrigieren Sie die Maske, wenn noch Lücken sind.




**Verwenden** Sie die Maske **erneut**, wenn diese nur kurz getragen wurde und **intakt** ist.



So ist eine Atemschutzmaske korrekt angelegt.



**Ersetzen** Sie die Maske, wenn sie **defekt** ist und benutzen Sie diese nicht erneut.



Trocknen Sie die Maske an einem geschützten, luftigen Ort. Vermeiden Sie eine Kontamination der Innenseite.

### Bei der Wiederverwendung ist zu beachten, dass

- die Maske (N 95 / FFP 2) so abzusetzen ist, dass hierdurch eine Kontamination vor allem der Innenseite bzw. des Gesichtes verhindert wird.
- die abgesetzte Maske trocken an der Luft aufbewahrt und zwischengelagert wird (nicht in geschlossenen Behältern!). Verschleppungen auf andere Oberflächen sind zu vermeiden.
- die gebrauchte Maske eindeutig einer Person zuzuordnen ist, um ein Tragen durch andere Personen auszuschließen (z. B. Markieren der Masken am Halteband).
- benutzte Masken in keinem Fall mit Desinfektionsmittel gereinigt werden, da dies die Funktionalität negativ beeinflusst und für die Gesundheit schädlich sein kann.
- beim erneuten Anziehen der Maske alle Regeln zum korrekten Tragen eingehalten werden (siehe oben).
- der Ort, an dem die Zwischenlagerung erfolgte, unmittelbar nach Entnahme der Maske sachgerecht zu desinfizieren ist.

[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges\\_Coronavirus/Ressourcen\\_schonen\\_Masken.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ressourcen_schonen_Masken.pdf?__blob=publicationFile)  
Vorläufig befristet bis 31.08.2020



Entsorgen Sie die Maske im dafür vorgesehenen Abfall, ohne diese an weiteren Stellen zu berühren.